


Wb, Elisa용 Anti-Dsg2 토끼 다클론 항체 - Q14126

품목 번호: CM0023672



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 거친 인간 Desmoglein-2(DSG2) 대상 토끼 다클론 항체입니다. 세포 접착, 심장 질환 및 암 연구 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DSG2 토끼 pAb
비고/별칭	HDGC, CDHF5, DSG2
종	인간
GeneID (인간)	1829
GeneID	1829
면역원	인간 DSG2의 아미노산 635-935에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001934.2)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14126
단백질 무게	122kDa
배송	아이스팩