

Anti-Dsg3/데스모글레인-3 토끼 다클론 항체 (Ihc-P, Elisa용) - P32926

품목 번호: CM0024535



소개

인간 데스모글레인-3(DSG3)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 데스모좀 접착, 심상성 천포창 및 모낭 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DSG3/데스모글레인-3 토끼 pAb
비고/별칭	PVA; ABOLM; CDHF6; 데스모글레인 3
종	인간
유전자ID (인간)	1830
유전자ID	1830
면역원	인간 DSG3/데스모글레인-3 (NP_001935.2)의 아미노산 50-615 범위 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32926
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스팩