

Anti-Dspp 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Nzw4

품목 번호: CM0025802

소개

인간 DSPP (Dentin sialophosphoprotein)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 쥐 및 래트와의 교차반응성을 보입니다. 상아질 광화 및 바이오미네랄화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DSPP Rabbit pAb
비고/별칭	DPP, DSP, DGI1, DMP3, DFNA39, DSPP
종	인간
GeneID (Human)	1834
GeneID	1834
면역원	인간 DSPP (NP_055023.2)의 아미노산 16-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q9NZW4
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스백