

웨스턴 블롯용 Anti-Dspp 폴리클로날 항체 - Q9Nzw4

품목 번호: CM0023650

소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광-파라핀(IF-P), ELISA용 인간 Dentin sialophosphoprotein (DSPP)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 상아질 형성 및 생체 광물화에 관여합니다. 인간과 교차 반응합니다. 예측 분자량 131kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DSPP Rabbit pAb
비고/별칭	DPP; DSP; DGI1; DMP3; DFNA39; DSPP
종	인간
유전자 ID	1834
면역원	인간 DSPP (NP_055023.2)의 아미노산 16-230 내 서열에 상응하는 재조합 단백질.
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NZW4
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스백