

Anti-Dtna 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - Q9Y4J8

품목 번호: CM0014573



소개

인간 디스트로브레빈 알파(DTNA)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차반응합니다. 시냅스 및 근육 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DTNA Rabbit pAb
비고/별칭	DTN; DRP3; DTN-A; LVNC1; D18S892E; DTNA
종	인간
유전자 ID (인간)	1837
유전자 ID	1837
면역원	인간 DTNA (NP_001381.2)의 아미노산 240-480 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y4J8
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백