

Wb, Elisa용 Anti-Dtnpb1 토끼 다클론 항체 - Q96Ev8

품목 번호: CM0020893

소개

인간 및 마우스에서 WB와 ELISA용으로 검증된 DTNBP1 토끼 다클론 항체입니다. Dysbindin은 리소좀 관련 소기관의 생합성 및 시냅스 소포 수송에 관여하는 BLOC-1 복합체 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DTNBP1 토끼 pAb
비고/별칭	SDY; DBND; HPS7; My031; BLOC1S8; DTNBP1
종	인간
유전자 ID	84062 (인간)
면역원	인간 DTNBP1의 아미노산 1-351에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_115498.2)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96EV8
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩