


## Wb, If/Icc, Elisa용 Dtymk 토끼 단일클론 항체 - P23919

품목 번호: CM0002044



### 소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 인간 DTYMK(티미딜레이트 키나아제)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. dTTP 생합성에 관여하는 약 24 kDa 단백질을 인식하며, 종양학 및 뉴클레오티드 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 제품명         | DTYMK 토끼 단일클론 항체                                      |
| 비고/별칭       | CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK                |
| 종           | 인간                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 1841                                                  |
| 유전자 ID      | 1841                                                  |
| 면역원         | 인간 DTYMK (P23919)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다. |
| 공급원         | 토끼                                                    |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                               |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                     |
| 교차 반응성      | 인간                                                    |
| SWISS       | P23919                                                |
| 단백질 분자량     | 24kDa                                                 |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                 |