


## Anti-Dtymk Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P23919

품목 번호: CM0031015



### 소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA 검증을 마친 Anti-DTYMK Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 사람, 마우스, 랫트의 dTTP 생합성 핵심 효소인 티미딜레이트 키나아제를 검출합니다. 뉴클레오타이드 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 사양                                     |
|----------------|----------------------------------------|
| 제품명            | DTYMK Rabbit pAb                       |
| 비고/별칭          | CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK |
| 종              | 사람                                     |
| GeneID (Human) | 1841                                   |
| GeneID         | 1841                                   |
| 면역원            | 재조합 단백질                                |
| 원천             | 토끼                                     |
| 범주             | 폴리클론 항체                                |
| 응용 분야          | WB, IF/ICC, ELISA                      |
| 교차 반응성         | 사람, 마우스, 랫트                            |
| SWISS          | P23919                                 |
| 단백질 분자량        | 24kDa                                  |
| 배송             | 아이스백                                   |