


Anti-Dusp13 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q6B8I1/Q9Uii6

품목 번호: CM0030948



소개

DUSP13 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스 및 래트 DUSP13A/B 아이소폼을 대상으로 하는 WB 및 ELISA용입니다. 인산가수분해효소 활성, ASK1 매개 세포사멸, 근육 특이적 유전자 발현 연구를 지원합니다. IVD 면역분석 개발을 위한 대량 공급 가능합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DUSP13 Rabbit pAb
비고/별칭	MDSP; TMDP; SKRP4; DUSP13
종	인간
GeneID (인간)	51207
GeneID	51207
면역원	인간 DUSP13 (NP_057448.3)의 아미노산 1-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q6B8I1/Q9Uii6
단백질 분자량	6kDa/7kDa/9kDa/17kDa/20kDa/22kDa/27kDa
배송	아이스백