


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Dusp14 토끼 다클론 항체 - O95147

품목 번호: CM0014018



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 항-DUSP14 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 이중특이성 단백질 포스파타아제 14(MKP-6)를 표적으로 합니다. TCR 신호전달 및 MAP 키나아제 불활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DUSP14 토끼 pAb
비고/별칭	MKP6; MKP-L; DUSP14
종	인간
유전자ID (인간)	11072
유전자ID	11072
면역원	인간 DUSP14 (NP_008957.1)의 아미노산 1-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95147
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스팩