

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dusp15 폴리클로날 항체 - Q9H1R2

품목 번호: CM0024412



소개

DUSP15 토끼 폴리클로날 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 신호 전달 및 수초 형성에서 이중 특이성 인산가수분해효소의 역할을 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DUSP15 토끼 pAb
비고/별칭	VHY; C20orf57; DUSP15
종	인간
GeneID (인간)	128853
GeneID	128853
면역원	인간 DUSP15 (NP_542178.2)의 아미노산 10-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9H1R2
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백