

Anti-Dusp16 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9By84

품목 번호: CM0013184



소개

DUSP16(MKP-7)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보입니다. DUSP16은 MAP 키나아제를 비활성화하는 이중 특이성 인산가수분해효소입니다. 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	DUSP16 Rabbit pAb
비고/별칭	MKP7, MKP-7, DUSP16
종	인간
GeneID (인간)	80824
GeneID	80824
면역원	인간 DUSP16 (NP_085143.1)의 아미노산 416-665에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BY84
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백