

## Wb, Elisa용 항-Dusp1/Mkp1 다클론 항체 - P28562

품목 번호: CM0027881



### 소개

인간 DUSP1/MKP1(MAP 키나아제 포스파타아제-1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응합니다. 세포 신호 전달 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | DUSP1/MKP1 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10; DUSP1/MKP1                      |
| 종           | 인간                                                                |
| 유전자 ID (인간) | 1843                                                              |
| 유전자 ID      | 1843                                                              |
| 면역원         | 인간 DUSP1/MKP1 (NP_004408.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                                |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                            |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                       |
| SWISS       | P28562                                                            |
| 단백질 분자량     | 39kDa                                                             |
| 배송          | 아이스팩                                                              |