


## Wb, If/Icc, Elisa용 항-Dusp22 다클론 항체 - Q9Nrw4

품목 번호: CM0025588



### 소개

인간 DUSP22(JKAP/JSP-1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 고품질 항체로 JNK 신호전달 및 T세포 조절 연구를 진행하세요. 연구용으로만 사용 가능합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명        | DUSP22 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭      | VHX; JKAP; JSP1; MKPX; JSP-1; MKP-x; LMWDSP2; LMW-DSP2; DUSP22 |
| 종          | 인간                                                             |
| 유전자ID (인간) | 56940                                                          |
| 유전자ID      | 56940                                                          |
| 면역원        | 인간 DUSP22 (NP_064570.1)의 아미노산 1-18번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질  |
| 기원         | 토끼                                                             |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, ELISA                                              |
| 교차 반응성     | 인간                                                             |
| SWISS      | Q9NRW4                                                         |
| 단백질 크기     | 21kDa                                                          |
| 배송 방식      | 아이스백                                                           |