


Anti-Dusp5 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q16690

품목 번호: CM0016799



소개

인간 이중특이성 단백질 포스파타제 DUSP5 (hVH3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. ERK1 신호 전달 및 핵 포스파타제 연구에 활용하실 수 있습니다. 분자량은 약 42 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DUSP5 토끼 pAb
비고/별칭	DUSP; HVH3; DUSP5
반응 종	인간
유전자ID (인간)	1847
유전자ID	1847
면역원	인간 DUSP5 (NP_004410.3)의 아미노산 315-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16690
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백