


Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 항-Dusp6 토끼 단클론 항체 - Q16828

품목 번호: CM0003760



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IP, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 항-DUSP6 토끼 단클론 항체입니다. 세포 분화 및 통증 해소에 관여하는 ERK 특이적 MAP 키나아제 포스파타아제인 DUSP6(42 kDa)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DUSP6 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
종	인간
유전자ID (인간)	1848
유전자ID	1848
면역원	합성 펩티드 인간 DUSP6 (Q16828)의 아미노산 282-381 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16828
단백질 분자량	42kDa
배송 방법	아이스백