

Anti-Dusp8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q13202

품목 번호: CM0021366



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용 고품질 토끼 다클로날 항-DUSP8 항체. DUSP8은 MAP 키나아제를 인산화 제거하는 이중 특이성 인산가수분해효소로, 신호 전달에 필수적입니다. 인간, 마우스 및 랫과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	DUSP8 Rabbit pAb
비고/별칭	HB5; HVH8; HVH-5; C11orf81; DUSP8
종	Human
GeneID (인간)	1850
GeneID	1850
면역원	Synthetic peptide
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13202
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백