


## Wb, If/Icc, Elisa용 항Dusp9 (Mkp-4) 다클론 항체 - Q99956

품목 번호: CM0025603



### 소개

DUSP9 (MKP-4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 인간 및 마우스 단백질에 반응성이 검증되었습니다. ERK 신호 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명     | DUSP9 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭   | MKP4, MKP-4, DUSP9                                           |
| 종       | 인간                                                           |
| 유전자 ID  | 1852                                                         |
| 면역원     | 인간 DUSP9 (NP_001386.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원      | 토끼                                                           |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스                                                      |
| SWISS   | Q99956                                                       |
| 단백질 분자량 | 42kDa                                                        |
| 배송      | 아이스 팩                                                        |