

항-Dut 토끼 다클론 항체, Wb·ihc-P·if/Icc·elisa 적용 - P33316

품목 번호: CM0029200



소개

인간, 마우스, 래트 샘플의 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능한 토끼 다클론 DUT 항체입니다. 뉴클레오티드 대사 및 DNA 복제 충실도 연구에서 미토콘드리아 dUTPase를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DUT 토끼 pAb
비고/별칭	BMFDMS; dUTPase; DUT
종	인간
유전자 ID (인간)	1854
유전자 ID	1854
면역원	인간 DUT (NP_001020419.1)의 아미노산 89-252번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P33316
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백