

Wb, Elisa용 항-Dvl1 다클론 항체 - O14640

품목 번호: CM0023373



소개

인간 DVL1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효하며 마우스와 교차 반응합니다. 표적 단백질은 Wnt 신호전달에 관여하며 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DVL1 토끼 pAb
비고/별칭	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
종	인간
유전자ID (인간)	1855
유전자ID	1855
면역원	인간 DVL1 (NP_001317240.1)의 아미노산 11-110번 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O14640
단백질 분자량	75kDa
배송 방식	아이스 팩