

Anti-Dvl1 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - O14640

품목 번호: CM0016444



소개

DVL1 토끼 pAb는 인간 DVL1 단백질(UniProt O14640)을 표적으로 하는 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 분석에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응성을 가집니다. Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DVL1 토끼 pAb
비고/별칭	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
종	인간
GeneID (인간)	1855
GeneID	1855
면역원	인간 DVL1 (NP_004412.2)의 아미노산 510-640에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14640
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백