


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dvl3 폴리클로날 항체 - Q92997

품목 번호: CM0026355



소개

CamelBio의 DVL3 토끼 폴리클로날 항체는 인간 분절 극성 단백질 dishevelled-3를 표적으로 합니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DVL3 Rabbit pAb
비고/별칭	DRS3; DVL3
종	인간(Human)
GeneID	1857
면역원	인간 DVL3 (NP_004414.3)의 아미노산 580-650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92997
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백