

Wb, If/Icc, Elisa용 Dynamin 3 폴리클로날 항체 - Q9Uq16

품목 번호: CM0015652



소개

사람 Dynamin 3 (Dyna III)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 소포 운송 및 엔도사이토시스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Dynamin 3 Rabbit pAb
비고/별칭	Dyna III; Dynamin 3
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	26052
GeneID	26052
면역원	사람 Dynamin 3 (NP_001265181.1)의 아미노산 410-555에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q9UQ16
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)