

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Dynamin 3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Uq16

품목 번호: CM0003369



소개

인간 Dynamin-3 (DNM3)를 표적으로 하는 고품질 래빗 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 대해 검증됨. 98 kDa에서 예측된 밴드로 인간 및 마우스 샘플을 검출합니다. 엔도사이토시스 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Dynamin 3 Rabbit mAb
비고/별칭	Dyna III; Dynamin 3
종	인간
유전자 ID (인간)	26052
유전자 ID	26052
면역원	인간 Dynamin 3 (Q9UQ16)의 아미노산 700-800에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UQ16
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백