


Wb, Elisa용 Anti-Dync1H1 토끼 다클론 항체 - Q14204

품목 번호: CM0021628



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 DYNC1H1 토끼 다클론 항체입니다. 세포 내 역행 수송 및 유사분열 방추체 조립에 관여하는 운동 단백질인 인간 DYNC1H1(세포질 다이닌 1 중쇄 1, 532kDa)에 특이적입니다. 세포생물학 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYNC1H1 토끼 pAb
비고/별칭	p22; DHCI; DNCL; DYHC; HL-3; CMT2O; DHCIa; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1; DYNC1H1
종	인간
유전자 ID (인간)	1778
유전자 ID	1778
면역원	인간 DYNC1H1(NP_001367.2)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14204
단백질 분자량	532kDa
배송	아이스팩