


Anti-Dync1I2 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q13409

품목 번호: CM0016846



소개

DYNC1I2 Rabbit Polyclonal Antibody는 웨스턴 블랏(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 세포 내 운송의 핵심 모터 단백질인 사람, 마우스, 래트의 cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2에 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DYNC1I2 Rabbit pAb
비고/별칭	IC2; DIC74; DNCI2; NEDMIBA; DYNC1I2
종	사람
유전자 ID (Human)	1781
면역원	사람 DYNC1I2 (NP_001258717.1)의 아미노산 352-612에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q13409
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백