

Wb 및 Elisa용 Anti-Dync2H1 폴리클로널 항체 - Q8Ncm8

품목 번호: CM0014769



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 항-DYNC2H1 폴리클로널 항체로, 인간 및 쥐와 반응합니다. 재조합 면역원(aa1-250)에서 유래했습니다. 섬모 생성(cilia biogenesis) 및 섬모 내 운송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYNC2H1 Rabbit pAb
비고/별칭	ATD3; DHC2; DHC1b; DNCH2; DYH1B; SRTD3; SRPS2B; hdhc11; DYNC2H1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	79659
유전자 ID	79659
면역원	재조합 단백질 인간 DYNC2H1 (NP_001073932.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Rat
SWISS	Q8NCM8
단백질 분자량	493kDa
배송	아이스 팩