

Wb, Elisa용 Anti-Dync2Li1 토끼 다클로날 항체 - Q8Tcx1

품목 번호: CM0027186



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 DYNC2LI1 토끼 다클로날 항체; 사람, 쥐, 랫드 세포질 디네인 2 경간 사슬 1을 검출; 섬모 생물학 및 섬모 내 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYNC2LI1 Rabbit pAb
비고/별칭	LIC3; D2LIC; CGI-60; DYNC2LI1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	51626
GeneID	51626
면역원	사람 DYNC2LI1 (NP_001180393.1)의 아미노산 1-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q8TCX1
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백