


Anti-Dynein Intermediate Chain 1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ui46

품목 번호: CM0011826



소개

WB 및 ELISA용 인간 Dynein intermediate chain 1 (DNAIL1)을 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 섬모 운동성 및 원발성 섬모운동부전증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Dynein intermediate chain 1 Rabbit mAb
비고/별칭	PCD; DIC1; ICS1; CILD1; Dynein intermediate chain 1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	27019
GeneID	27019
면역원	인간 Dynein intermediate chain 1 (Q9UI46)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UI46
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백