

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dynll1 폴리클로날 항체 - P63167

품목 번호: CM0013588



소개

사람 DYNLL1(다이닌 경쇄 1)를 타겟팅하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포골격 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYNLL1 폴리클로날 항체 (토끼)
비고/별칭	LC8, PIN, DLC1, DLC8, LC8a, DNCL1, hdlc1, DNCLC1, DYNLL1
종(Species)	사람(Human)
GeneID	8655
면역원(Immunogen)	사람 DYNLL1 (NP_003737.1)의 아미노산 1-89 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P63167
단백질 분자량	10kDa
배송(Shipping)	아이팩(Ice bag)