

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Dynll1 토끼 단클론 항체 - P63167

품목 번호: CM0012808



소개

인간 DYNLL1(다이네인 경쇄 1, LC8/PIN)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포골격, 세포사멸 및 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DYNLL1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	LC8; PIN; DLC1; DLC8; LC8a; DNCL1; hdlc1; DNCLC1; DYNLL1
종	인간
유전자 ID (인간)	8655
유전자 ID	8655
면역원	합성 펩타이드 인간 DYNLL1(P63167)의 아미노산 1-89 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63167
단백질 분자량	10kDa
배송 방식	아이스백