

Wb 및 Elisa용 Anti-Dynll2 폴리클로날 항체 - Q96Fj2

품목 번호: CM0015762



소개

사람 DYNLL2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 다이닌 및 세포 내 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYNLL2 Rabbit pAb
비고/별칭	Dlc2, DNCLIB, RSPH22, DYNLL2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	140735
유전자 ID	140735
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q96FJ2
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백