

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dynll2 토끼 다클로날 항체 - Q96Fj2

품목 번호: CM0017559



소개

사람 DYNLL2를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫드 샘플에서 세포 내 수송에 관여하는 세포질 다이닌 경쇄 2(cytoplasmic dynein light chain 2)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYNLL2 Rabbit pAb
비고/별칭	Dlc2, DNCLIB, RSPH22, DYNLL2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	140735
GeneID	140735
면역원(Immunogen)	사람 DYNLL2 (NP_542408.1)의 아미노산 1-89에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q96FJ2
단백질 분자량(Protein Weight)	10kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)