


Wb, Elisa용 Anti-Dyrk1A 폴리클로날 항체 - Q13627

품목 번호: CM0012929



소개

사람 DYRK1A에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 재조합 면역원, UniProt Q13627. DNA 복구 및 전사 과정의 DYRK1A 키나제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYRK1A Rabbit pAb
비고/별칭	MNB; DYRK; HP86; MNBH; MRD7; DYRK1; DYRK1A
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	1859
GeneID	1859
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 사람 DYRK1A (NP_001387.2)의 아미노산 624-763에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	Q13627
단백질 분자량(Protein Weight)	86kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)