

Anti-Dyrk2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q92630

품목 번호: CM0027064



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-DYRK2 토끼 다클로날 항체입니다. 세포 주기 조절, 세포 사멸 및 DNA 손상 반응에 관여하는 이중 특이성 키나제인 인간 및 마우스 DYRK2를 검출합니다. 키나제 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYRK2 Rabbit pAb
비고/별칭	DYRK2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	8445
유전자 ID	8445
면역원(Immunogen)	인간 DYRK2 (NP_003574.1)의 아미노산 429-528에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q92630
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	Ice bag