

Anti-Dyrk4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nr20

품목 번호: CM0023363

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 Anti-DYRK4 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 이중 특이성 티로신 인산화 조절 키나제 4를 검출합니다. 정자형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DYRK4 Rabbit pAb
비고/별칭	DYRK4
종	인간
GeneID (인간)	8798
GeneID	8798
면역원	제조항 단백질 인간 DYRK4 (NP_003836.1)의 아미노산 330-480에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NR20
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩