


Anti-Dystonin (Dst) 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q03001

품목 번호: CM0021297



소개

웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA용 인간 디스토닌(DST)을 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 확인되었으며, 세포골격, 반데스모솜(hemidesmosome), 상피 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DST Rabbit pAb
비고/별칭	DT, BPA, DMH, EBS3, BP240, BPAG1, EBSB2, HSN6, MACF2, CATX15, CATX-15, D6S1101, DST
종(Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	667
GeneID	667
면역원(Immunogen)	인간 DST (NP_001714.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q03001
단백질 분자량	861kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)