


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항디스트로핀 다클론 항체 - P11532

품목 번호: CM0016991



소개

인간 디스트로핀(유전자 ID: 1756)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 신경근 질환 연구 및 IVD 분석법 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	디스트로핀 토끼 pAb
비고/별칭	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272; 디스트로핀
종	인간
유전자ID (인간)	1756
유전자ID	1756
면역원	재조합 단백질 인간 디스트로핀(NP_003997.2)의 아미노산 346-635에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11532
단백질 분자량	427kDa
배송 방식	아이스백