


Ihc-P, Elisa용 항-E-Cadherin 단일클론항체 - P09803

품목 번호: CM0010079



소개

E-Cadherin(98kDa, SWISS P09803)에 대한 마우스 단일클론항체입니다. IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었으며, 인간, 마우스 및 쥐(rat)와 교차 반응합니다. 세포 접착 및 상피 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	E-Cadherin 마우스 mAb
비고/별칭	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM; E-Cadherin
종	마우스
GeneID (인간)	999
GeneID	12550
면역원	마우스 E-Cadherin 재조합 단백질
출처	마우스
카테고리	단일클론항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	P09803
단백질 무게	98kDa
배송	아이스팩