

Anti-E-Cadherin 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P12830

품목 번호: CM0026248



소개

인간 E-Cadherin (CDH1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스, 래트와 교차반응. 97 kDa. 세포 접착 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	E-Cadherin 토끼 pAb
비고/별칭	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherin
종	인간
유전자 ID	999
면역원	인간 E-Cadherin (NP_004351.1)의 아미노산 373-622에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12830
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백