

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-E-카드헤린 다클론 항체 - P12830

품목 번호: CM0014358



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 항-E-카드헤린 토끼 pAb. 사람, 생쥐, 랫드와 반응합니다. 세포 접착, 상피 무결성 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	E-카드헤린 토끼 pAb
비고/별칭	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-카드헤린
종	사람
GeneID (사람)	999
GeneID	999
면역원	사람 E-카드헤린(NP_004351.1)의 아미노산 373-622에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	P12830
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스팩