

Anti-E-Cadherin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P12830

품목 번호: CM0002230



소개

사람 E-Cadherin에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IF, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫드 샘플과 반응합니다. 세포 부착, EMT 및 암 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	E-Cadherin Rabbit mAb
비고/별칭	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherin
종	사람 (Human)
GeneID	999
면역원	사람 E-Cadherin (NP_004351.1)의 아미노산 701-800 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	P12830
단백질 크기	97kDa
배송	아이스백 (Ice bag)