

유세포측정용 항 E-카드헤린/Cd324 단클론 항체 - P12830

품목 번호: CM0004652



소개

유세포측정용 인간 E-카드헤린/CD324에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포외 도메인(아미노산 155-707)을 표적으로 합니다. 종 반응성: 인간. 예측 분자량 ~97 kDa. 세포 접착 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 E-카드헤린/CD324 단클론 항체
비고/별칭	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
종	인간
GeneID (인간)	999
GeneID	999
면역원	인간 E-카드헤린/CD324 (NP_004351.1)의 아미노산 155-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P12830
단백질 분자량	90kDa/97kDa
배송 방식	아이스백