

Anti-E-Selectin/Cd62E 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q00690

품목 번호: CM0022253

소개

마우스 E-Selectin/CD62E에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 백혈구 접착, 염증 및 내피 세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	E-Selectin/CD62E Rabbit pAb
비고/별칭	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectin; E-Selectin/CD62E
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	6401
유전자 ID (마우스)	20339
면역원(Immunogen)	마우스 E-Selectin/CD62E (NP_035475.2)의 아미노산 22-557 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q00690
단백질 분자량	66kDa
배송(Shipping)	아이스팩 (Ice bag)