


Anti-E2A/Tcf3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P15923

품목 번호: CM0005971



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 인간 E2A/TCF3 토끼 단일클론 항체입니다. 전사 조절, B세포 분화 및 암 연구에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	E2A/TCF3 Rabbit mAb
비고/별칭	TCF3; AGM8; E2A; E47; ITF1; TCF-3; VDIR; bHLHb21; transcription factor 3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6929
면역원(Immunogen)	인간 E2A/TCF3 (NP_003191.1)의 아미노산 379-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P15923
단백질 분자량	67kDa/68kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)