

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-E2F1 폴리클론항체 - Q01094

품목 번호: CM0020482



소개

세포 주기와 세포사멸을 조절하는 전사인자 E2F1을 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 종양학 및 세포생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	E2F1 Rabbit pAb
비고/별칭	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
종	인간
GeneID (인간)	1869
GeneID	1869
면역원	인간 E2F1 (NP_005216.1)의 아미노산 잔기 200-301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01094
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백