

Wb 및 Elisa용 Anti-E2F4 토끼 단일클론 항체 - Q16254

품목 번호: CM0003559



소개

사람 및 마우스 모델에서 WB 및 ELISA에 최적화된 저희의 anti-E2F4 토끼 단일클론 항체를 확인해 보세요. 세포 주기 조절 및 전사 제어 메커니즘 조사에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	E2F4 Rabbit mAb
비고/별칭	E2F-4; E2F4
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	1874
면역원(Immunogen)	사람 E2F4 (Q16254)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q16254
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백