


Wb 및 Elisa용 항-E2F8 다클론 항체 - A0Avk6

품목 번호: CM0015090



소개

인간 E2F8에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 세포 주기, 전사 조절 및 혈관 신생 연구에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	E2F8 토끼 pAb
비고/별칭	E2F-8; E2F8
종	인간
GeneID (인간)	79733
GeneID	79733
면역원	인간 E2F8 (NP_078956.2)의 아미노산 788-867에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	A0AVK6
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스 팩