


## Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Eaat1/Slc1A3 단일클론 항체 - P43003

품목 번호: CM0005614



### 소개

사람 EAAT1/SLC1A3에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐를 인식합니다. 글루타메이트 수송 및 흥분성 신경전달에 관한 신경과학 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명         | EAAT1/SLC1A3 Rabbit mAb                                   |
| 비고/별칭       | EA6; EAAT1; GLAST; GLAST1; EAAT1/SLC1A3                   |
| 종           | 사람 (Human)                                                |
| GeneID (사람) | 6507                                                      |
| GeneID      | 6507                                                      |
| 면역원         | 사람 EAAT1/SLC1A3 (P43003)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                               |
| 카테고리        | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                           |
| 응용          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                    |
| 교차 반응성      | 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)                                      |
| SWISS       | P43003                                                    |
| 단백질 크기      | 60kDa                                                     |
| 배송          | 아이스 백 (Ice bag)                                           |