


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Eaat2 토끼 단일클론 항체 - P43004

품목 번호: CM0009974



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용되는 인간 EAAT2(SLC1A2)를 표적으로 하는 고친화성 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 시냅스 기능 및 신경학 연구에서 글루타메이트 수송체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EAAT2 토끼 mAb
비고/별칭	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
종	인간
유전자 ID	6506
면역원	합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P43004
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩